



Maintenant
respirant à
100 %¹

Santé cutanée

Avantages de la technologie respirante
innovatrice TENA® ConfioAir^{MC} pour
produits absorbants



Produits absorbants TENA®

Ensemble nous faisons une différence



Voici la technologie respirante TENA® ConfioAir^{MC}

Centrée sur la confiance

Microclimat est le terme utilisé pour décrire la température et l'humidité relative de la région située entre le produit absorbant et la peau. L'intérieur de la culotte peut devenir chaud et humide, les conditions propices à la reproduction de bactéries, et au développement de lésions et d'infection. Des études ont démontré que cette sensation d'humidité a été associée avec l'inconfort par l'utilisateur.

La gamme de produit TENA® ConfioAir^{MC} est formée de produits pour l'incontinence entièrement respirants pour aider à maintenir l'équilibre d'humidité naturelle de la peau et la garder confortable et au sec.

Comment ça fonctionne

Le concept adopté par TENA® passe par un centre hautement absorbant à action rapide qui éloigne l'humidité de la surface de la peau. Ce centre absorbant est entouré de micropores tout à fait uniques qui permettent à l'excès d'humidité de s'évaporer pour garder la peau à l'intérieur de la culotte confortable et au sec, donc respirante. Il a été démontré que l'évaporation de l'excès d'humidité conférée par la technologie respirante TENA® ConfioAir^{MC} aide à maintenir l'équilibre d'humidité naturelle de la peau pour favoriser la santé cutanée.


Peau

Couche de contact cutané

Liquide et odeur

Couche d'absorption

Couche extérieure respirante




Les produits entièrement respirants avec la technologie TENA® ConfioAir^{MC} permettent à l'humidité de s'évaporer pour aider à maintenir l'équilibre d'humidité naturelle de la peau (l'équilibre naturel se situe à 5,5).

La technologie respirante TENA® ConfioAir^{MC} a été ajoutée à beaucoup de nos produits TENA® pour les rendre encore plus conviviaux avec la peau.

85 %
des soignants ont trouvé
que la technologie
respirante TENA® ConfioAir^{MC}
est plus confortable pour
les résidents²

- Les produits TENA® avec technologie respirante ConfioAir^{MC} sont **respirants à 100 %!**
- Les caractéristiques additionnelles des produits comprennent :
 - **Concept d'emballage revu**
 - **Nouvelles caisses discrètes**
 - **Nouvel imprimé avec code à barres intelligent sur le revêtement sur les coussinets supérieurs, les culottes et les culottes Stretch.**



Dotée de technologie respirante innovatrice ConfioAir^{MC} et d'un centre unique en forme de W, la culotte protectrice TENA® aide à promouvoir la santé cutanée et la sécurité contre les fuites.

MAINTENANT
2x
PLUS DE
DOUCEUR*

4 fils élastiques **bleus** à l'ouverture des jambes pour plus de confort et un meilleur ajustement

Nouveau système barrière avec fronces droites plus hautes et douces pour plus de sécurité contre les fuites



Revêtement externe entièrement respirant et film respirant dans le centre pour maintenir l'équilibre de santé naturelle de la peau

Fourche en W (faite de 7 élastiques qui forment des canaux) pour plus de confort et un meilleur ajustement

*2 fois plus de douceur par rapport à l'ancien revêtement selon la méthode d'analyse de douceur du papier (TSA).

Choisissez TENA® comme partenaire pour procurer à vos résidents la sécurité et le confort dont ils ont besoin.



La technologie entièrement respirante TENA® ConfioAir^{MC} aide à maintenir l'équilibre d'humidité naturelle de la peau.

| Nom de produit | N° de commande | Mesure aux hanches | Couleur | Qté/Caisse | Format |
|---|----------------|------------------------|---------|------------|--------|
| TENA® Régulier de jour | 62418 | s.o. | Bleu | 92 | 2/46 |
| TENA® Plus de jour | 62618 | s.o. | Jaune | 80 | 2/40 |
| TENA® Super de nuit | 62718 | s.o. | Vert | 48 | 2/24 |
| Culottes TENA® Ultra : Moyenne | 67200 | 86-119 cm (34-47 po) | Gris | 80 | 2/40 |
| Culottes TENA® Ultra : Régulière | 67201 | 102-127 cm (40-50 po) | Lavende | 80 | 2/40 |
| Culottes TENA® Ultra : Grande | 67300 | 122-150 cm (48-59 po) | Bleu | 80 | 2/40 |
| Culottes TENA® Ultra : Très grande | 68010 | 152-163 cm (60-64 po) | Beige | 60 | 4/15 |
| Culotte TENA® Bariatrique (TG) | 61375 | 152-163 cm (60-64 po) | Pêche | 72 | 6/12 |
| Culottes TENA® Super : Moyenne | 67401 | 86-119 cm (34-47 po) | Gris | 56 | 2/28 |
| Culottes TENA® Super : Régulière | 67405 | 102-127 cm (40-50 po) | Vert | 56 | 2/28 |
| Culottes TENA® Super : Large | 67501 | 122-150 cm (48-59 po) | Vert | 56 | 2/28 |
| Culottes TENA® Super : Très grande | 68011 | 152-163 cm (60-64 po) | Vert | 60 | 4/15 |
| Culottes TENA® Stretch Ultra : M/R | 67802 | 84-132 cm (33-52 po) | Lavende | 72 | 2/36 |
| Culottes TENA® Stretch Ultra : G/TG | 67803 | 104-163 cm (41-64 po) | Beige | 72 | 2/36 |
| Culottes TENA® Stretch Ultra : TTG | 61390 | 163-178 cm (64-70 po) | Gris | 64 | 2/32 |
| Culottes TENA® Stretch Super : M/R | 67902 | 84-132 cm (33-52 po) | Vert | 56 | 2/28 |
| Culottes TENA® Stretch Super : G/TG | 67903 | 104-163 cm (41-64 po) | Vert | 56 | 2/28 |
| Culotte TENA® Stretch TTTG Bariatrique | 61391 | 163-178 cm (64-70 po) | Vert | 32 | 4/8 |
| Culotte protectrice TENA®, Plus : P | 72631 | 64-89 cm (25- 35 po) | Blanc | 60 | 4/15 |
| Culotte protectrice TENA®, Extra : P | 72116 | 64-89 cm (25- 35 po) | Blanc | 64 | 4/16 |
| Culotte protectrice TENA®, Extra : M | 72232 | 86-112 cm (34- 44 po) | Blanc | 64 | 4/16 |
| Culotte protectrice TENA®, Extra : G | 72332 | 114-147 cm (45- 58 po) | Blanc | 64 | 4/16 |
| Culotte protectrice TENA®, Extra : TG | 72425 | 140-168 cm (55- 66 po) | Blanc | 48 | 4/12 |
| Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : M | 72235 | 86-112 cm (34- 44 po) | Blanc | 56 | 4/14 |
| Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : G | 72325 | 114-147 cm (45- 58 po) | Blanc | 56 | 4/14 |
| Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : TG | 72427 | 140-168 cm (55- 66 po) | Blanc | 48 | 4/12 |

Communiquez avec TENA® pour voir la différence que la culotte protectrice TENA® dotée de technologie respirante TENA® ConfioAir^{MC} peut faire pour vos résidents et votre centre

1.800.510.8023 ou www.TENAprofessionals.ca



Références : 1. Données quantitatives obtenues lors de tests indépendants. 2. Lors d'un test de préférence, 85 % des soignants professionnels ont affirmé que les culottes TENA® Ultra dotées de technologie TENA® ConfioAir^{MC} étaient plus confortables pour les résidents que les culottes TENA® Ultra.

TENA est une marque déposée de SCA – Produits d'hygiène, AB. ConfioAir est une marque de commerce de SCA – Produits d'hygiène, AB. ©2017 SCA – Soins personnels